

医療機器不具合報告

番号	一般の名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	不具合発生場所	総件数	その他 2006.9.30現在
322	皮下用ポート及びカテーテル	ハード X-ポートisp	メディコン	カテーテルの断裂	ポート留置部に痛み	国内	1	
323	皮下用ポート及びカテーテル	ハード X-ポートisp	メディコン	カテーテルの断裂	カテーテルの右心房への移動	国内	4	
324	皮下用ポート及びカテーテル	MRI ポート	メディコン	カテーテルの断裂	カテーテルの右心房への移動	国内	1	情報提供
325	皮下用ポート及びカテーテル	MRI ポート	メディコン	カテーテルの断裂	皮下トンネル部分の発赤、腫	国内	1	情報提供
326	皮下用ポート及びカテーテル	MRI ポート	メディコン	カテーテルの断裂	カテーテルの移動	国内	1	
327	非吸収性血管用吻合連結器	PAS・Portシステム	センチュリーメディカル	ステーブルの展開不全	なし	国内	1	情報提供
328	非吸収性血管用吻合連結器	PAS・Portシステム	センチュリーメディカル	ステーブルの展開不全	下半身麻痺(脊椎麻痺)	国内	2	情報提供
329	非吸収性血管用吻合連結器	PAS・Portシステム	センチュリーメディカル	ノブの稼働不全	なし	国内	1	情報提供
330	非吸収性血管用吻合連結器	PAS・Portシステム	センチュリーメディカル	シールハウジング部の外れ	なし	国内	1	
331	非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材	ハード コンボジックス クーゲル パッチ	メディコン	メモリーリコイルリングの突出	腹部の痛み	国内	1	回収
332	非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材	ハード コンボジックス クーゲル パッチ	メディコン	メモリーリコイルリングの破損	小腸穿孔	国内	1	回収
333	非吸収性縫合系セット	パークローズAT	テルモ	不明	止血縫合部位周辺の動脈瘤	国内	1	情報提供
334	非吸収性縫合系セット	パークローズAT	テルモ	なし	大腿動脈解離、血栓閉塞	国内	1	情報提供
335	非吸収性縫合系セット	パークローズAT	テルモ	ガイド部破断	外科的除去	国内	1	
336	非中心循環系動脈用カテーテル	アロー 動脈穿刺カテーテルセット	アロウ ジャパン	ガイドワイヤーの遺残	外科的除去	国内	1	情報提供
337	非中心循環系血栓除去用カテーテル	フォガティ-動脈血栓除去カテーテル	エドワーズ ライフサイエンス	バルーン離脱	体内遺残の可能性	国内	1	情報提供
338	非中心循環系血栓除去用カテーテル	フォガティ-動脈血栓除去カテーテル	エドワーズ ライフサイエンス	カテーテル先端チップの離脱	外科的除去	国内	1	情報提供
339	非中心循環系血栓除去用カテーテル	AVD INTIMAX 血栓除去用カテーテル	コスモテック	カテーテルの断裂	残遺部摘出を目的とする処置を要した	国内	1	情報提供
340	腹部用トロカール	エンドパス トロッカーシステム	ジョンソン・エンド・ジョンソン	トロッカー外筒の破損	破損断片の体内残存	国内	1	
341	プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針	シュアシールド サーフロー II	テルモ	セーフティカバーの脱落	なし	国内	1	情報提供
342	プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針	アンジオカット	日本ベクトン・ディッキンソン	カテーテル抜け又はカテーテル切断の可能性	カテーテル体内残存、外科的摘出	国内	1	情報提供
343	ヘパリン使用大腿動脈カニューレ	カニューレ (CBAS)	日本メドトロニック	ワイヤー補強部分からの血液漏れ	なし	国内	1	情報提供
344	ポリエステル縫合糸	ネスポーレン	アルフレッサ ファーマ	縫合糸に付けているプレジェットが手術中に縫合糸からとれ、心室内に落ちた	なし	国内	1	情報提供
345	ポリグリコール酸縫合糸	オベポリックス II	アルフレッサ ファーマ	縫合中に縫合針が折れ、腹腔内に落ちた	なし	国内	1	情報提供
346	ポリジオキサノン縫合糸	PDSコード(針付)	ジョンソン・エンド・ジョンソン	糸切れ	創傷裂開	国内	1	情報提供

医療機器不具合報告

番号	一般の名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	不具合発生場所	総件数	その他 2006.9.30現在
347	マーカ挿入用セット	ガイディングマーカシステム	八光(八光メディカル)	不明	空気塞栓による脳梗塞	国内	1	情報提供
348	マーカ挿入用セット	ガイディングマーカシステム	八光(八光メディカル)	不明	動脈空気塞栓	国内	1	情報提供
349	マーカ挿入用セット	ガイディングマーカシステム	八光(八光メディカル)	不明	空気塞栓による微小脳梗塞	国内	1	情報提供
350	マーカ挿入用セット	ガイディングマーカシステム	八光(八光メディカル)	不明	空気塞栓	国内	1	情報提供
351	末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル	PI カテーテル キット	日本シャーウッド	カテーテルの破断	破断カテーテルの体内遺残	国内	1	情報提供
352	末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル	グローションカテーテル	メディコン	カテーテルの断裂	残存カテーテル抜去のための末梢血管切開	国内	1	
353	末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル イントロデューサキット	ファーストピック	日本ベクトン・ディッキンソン	カテーテルが体外外部で切断	カテーテル体内残存、血管内異物除去 用カテーテルにて摘出	国内	1	情報提供
354	末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル イントロデューサキット	NCVカテーテルセット	フォルテ グロウ メディカル	抜去したカテーテル先端にフィブリンの付着	不明	国内	1	情報提供
355	滅菌済み体内留置排液用チューブ及び カテーテル	トロッカー アスピレーション キット	日本シャーウッド	延長チューブのチューブ部と把持部の外れ	左肺炎胸	国内	1	情報提供
356	滅菌済み体内留置排液用チューブ及び カテーテル	トロッカー アスピレーション キット	日本シャーウッド	カテーテル破断	カテーテル体内遺残	国内	1	情報提供
357	滅菌済み体内留置排液用チューブ及び カテーテル	トロッカー カテーテル	日本シャーウッド	カテーテル枝管の離断	皮下気腫	国内	1	情報提供
358	輸液ポンプ用延長チューブ	チューピングセット	バクスター	チューブ抜け	なし	国内	2	情報提供
359	輸液ポンプ用ストップコック	シュアプラグ三方活栓	テルモ	ライン接続時の気泡混入	なし	国内	1	情報提供
360	輸液ポンプ用輸液セット	テルフュージョンポンプ用輸液セット	テルモ	ろ過網詰まり	なし	国内	157	回収
361	輸血・カテーテル用延長チューブ	JMS延長チューブ	ジェイ・エム・エス	なし	発熱	国内	2	情報提供
362	癒着防止吸収性バリア	セブラフィルム	ジェンザイム・ジャパン	不明	強固な癒着、創感染、皮下膿瘍	国内	1	
363	癒着防止吸収性バリア	セブラフィルム	ジェンザイム・ジャパン	不明	血圧低下	国内	1	
364	癒着防止吸収性バリア	セブラフィルム	ジェンザイム・ジャパン	不明	発熱39℃以上	国内	1	
365	輪状甲状膜切開キット	気道アクセス用デバイス	メディコスヒラタ	ダイレーターの縦隔迷入	皮下気腫、縦隔気腫、気胸	国内	1	情報提供
366	アテローム切除型血管形成術用カテー テル	ロータプレーター	ポストン・サイエンティフィック ジャパン	不明	持続的な苦痛、術後2日目に死亡	外国	1	
367	医薬品ペン型注入器	エビベン注射液0.3mg	メルク	医療用具故障の疑い	アナフィラキシーショックの治療不能	外国	1	情報提供
368	医薬品ペン型注入器	エビベン注射液0.3mg	メルク	医療用具故障の疑い	アレルギー反応治療不能	外国	1	情報提供
369	医薬品・ワクチン注入用針	ペンニードル	ニプロ	注射針の針折れ	破断針の体内残留	外国	7	対策品への切替
370	インスリンペン型注入器	オブテック	サノフィ・アベンティス	包装が不十分であった疑い	注射部位疼痛、注射部位出血	外国	1	情報提供
371	インスリンペン型注入器	オブテック	サノフィ・アベンティス	不明	血中ブドウ糖増加	外国	1	情報提供

医療機器不具合報告

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	不具合発生場所	総件数	その他 2006.9.30現在
372	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	排出精度が不正確である疑い	なし	外国	3	情報提供
373	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	排出精度が不正確である疑い	ヘモグロビンA1c増加、血中ブドウ糖増加	外国	1	情報提供
374	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	排出精度が不正確である疑い	過量投与	外国	1	情報提供
375	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	排出精度が不正確である疑い	空腹感、血中ブドウ糖増加	外国	1	情報提供
376	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	排出精度が不正確である疑い	血中ケトン体増加	外国	1	情報提供
377	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	排出精度が不正確である疑い	血中ブドウ糖減少(非重篤)	外国	1	情報提供
378	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	排出精度が不正確である疑い	血中ブドウ糖増加	外国	5	情報提供
379	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	排出精度が不正確である疑い	血中ブドウ糖増加、注射部位漏出	外国	1	情報提供
380	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	排出精度が不正確である疑い	血中ブドウ糖変動	外国	1	情報提供
381	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	排出精度が不正確である疑い	注射部位漏出、血中ブドウ糖増加	外国	1	情報提供
382	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	排出精度が不正確である疑い	低血糖症	外国	3	情報提供
383	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	排出精度が不正確である疑い	夜間低血糖、血中ブドウ糖変動	外国	1	情報提供
384	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	排出精度が不正確である疑い	薬効欠如	外国	1	情報提供
385	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入精度が不正確である疑い	血中ブドウ糖減少	外国	1	情報提供
386	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入精度が不正確である疑い	血中ブドウ糖増加、注射部位漏出、注射部位出血	外国	1	情報提供
387	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	なし	外国	11	情報提供
388	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	血中ブドウ糖増加	外国	26	情報提供
389	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	血中ブドウ糖増加(非重篤)	外国	7	情報提供
390	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	血中ブドウ糖増加、意識消失	外国	1	情報提供
391	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	血中ブドウ糖増加、手根管症候群	外国	1	情報提供
392	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	血中ブドウ糖増加、注射部位挫傷	外国	1	情報提供
393	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	血中ブドウ糖増加、注射部位漏出	外国	1	情報提供
394	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	血中ブドウ糖変動	外国	2	情報提供
395	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	血糖値上昇	外国	1	情報提供
396	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	高血糖	外国	1	情報提供

医療機器不具合報告

番号	一般の名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	不具合発生場所	総件数	その他 2006.9.30現在
397	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	高血糖(重篤)	外国	1	情報提供
398	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	体調不良	外国	1	情報提供
399	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	注射部位血管外漏出	外国	1	情報提供
400	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	注射部位挫傷	外国	1	情報提供
401	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	注射部位挫傷、高血糖	外国	1	情報提供
402	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	注射部位出血	外国	2	情報提供
403	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	注射部位出血(非重篤)	外国	1	情報提供
404	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	注射部位漏出	外国	1	情報提供
405	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	注射部位疼痛	外国	1	情報提供
406	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	注射部位疼痛、注射部位刺痛感	外国	1	情報提供
407	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	注射部位疼痛、注射部位出血	外国	1	情報提供
408	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	低血糖症	外国	3	情報提供
409	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	低血糖症(重篤)	外国	1	情報提供
410	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	低血糖症(非重篤)	外国	1	情報提供
411	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	低血糖症、寝汗	外国	1	情報提供
412	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	注入器の故障の疑い	腹部仙痛、注射部位疼痛	外国	1	情報提供
413	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤル故障の疑い	血中ブドウ糖増加	外国	4	情報提供
414	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤル故障の疑い	血中ブドウ糖増加、注射部位挫傷	外国	1	情報提供
415	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの不具合の疑い	なし	外国	1	情報提供
416	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑いまたは ディス ブレイの故障の疑い	注射部位内出血、低血糖症	外国	1	情報提供
417	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	①注射部位出血、②注射部位内出血	外国	1	情報提供
418	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	コントロール不良の糖尿病(非重篤)	外国	1	情報提供
419	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	なし	外国	30	情報提供
420	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	医療器具による挫傷(非重篤)	外国	1	情報提供
421	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	引っかき傷	外国	1	情報提供

医療機器不具合報告

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	不具合発生場所	総件数	その他 2006.9.30現在
422	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	関節痛、血中ブドウ糖増加	外国	1	情報提供
423	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	眼の異常、嘔気	外国	1	情報提供
424	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖減少	外国	5	情報提供
425	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖減少、下肢腫脹、疲労(非重篤)	外国	1	情報提供
426	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖減少、血中ブドウ糖増加	外国	1	情報提供
427	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖減少、血中ブドウ糖増加(非重篤)	外国	1	情報提供
428	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖減少、注射部位血管外漏出、注射部位疼痛	外国	1	情報提供
429	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加	外国	103	情報提供
430	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加	外国	1	情報提供
431	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加(非重篤)	外国	7	情報提供
432	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加	外国	1	情報提供
433	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加、気分不良	外国	1	情報提供
434	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加、血中ブドウ糖減少、貧血	外国	1	情報提供
435	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加、手首痛	外国	1	情報提供
436	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加、心不全	外国	1	情報提供
437	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加、震え	外国	1	情報提供
438	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加、全身性蕁麻疹	外国	1	情報提供
439	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加、脱毛症、上腹部痛、四肢痛	外国	1	情報提供
440	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加、注射部位挫傷、発疹	外国	1	情報提供
441	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加、注射部位出血	外国	1	情報提供
442	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加、注射部位出血(非重篤)	外国	1	情報提供
443	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加、注射部位内出血	外国	1	情報提供
444	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加、注射部位漏出(非重篤)	外国	1	情報提供
445	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加、注射部位疼痛	外国	1	情報提供
446	インスリンペン型注入器	オブテクリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加、注射部位疼痛、注射部位出血	外国	1	情報提供

医療機器不具合報告

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	不具合発生場所	総件数	その他 2006.9.30現在
447	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加、発熱	外国	1	情報提供
448	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	血中ブドウ糖増加、薬効欠如(非重篤)	外国	1	情報提供
449	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	血中ブドウ糖変動	外国	3	情報提供
450	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	血糖値上昇	外国	5	情報提供
451	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	高血糖	外国	9	情報提供
452	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	高血糖(重篤)	外国	3	情報提供
453	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	高血糖(重篤)、血中ブドウ糖減少、注射部位内出血	外国	1	情報提供
454	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	高血糖(重篤)、血中ブドウ糖増加(非重篤)	外国	1	情報提供
455	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	高血糖、HbA1cの上昇	外国	1	情報提供
456	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	高血糖、血中ブドウ糖増加、注射部位内出血	外国	1	情報提供
457	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	高血糖、注射部位反応(非重篤)	外国	1	情報提供
458	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	視覚障害	外国	1	情報提供
459	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	手根管症候群	外国	1	情報提供
460	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	注射部位血管外漏出	外国	1	情報提供
461	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	注射部位血管外漏出、注射部位腫瘍(非重篤)	外国	1	情報提供
462	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	注射部位挫傷	外国	11	情報提供
463	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	注射部位挫傷、注射部位出血	外国	3	情報提供
464	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	注射部位挫傷、注射部位漏出	外国	1	情報提供
465	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	注射部位刺激感	外国	1	情報提供
466	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	注射部位刺激感、注射部位内出血	外国	1	情報提供
467	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	注射部位灼熱感	外国	1	情報提供
468	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	注射部位灼熱感、注射部位挫傷	外国	1	情報提供
469	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	注射部位灼熱感、注射部位挫傷(非重篤)	外国	1	情報提供
470	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	注射部位出血	外国	14	情報提供
471	インスリンペン型注入器	オブテックリック	サノフィ・アベンティス	単位設定ダイアルの故障の疑い	注射部位出血(非重篤)	外国	2	情報提供