

白いボディ、青い波形の パルスオキシメータ。

パルスオキシメータ サーフィン P0<ミニ>

PO mini
Surfing



お子様や指の細い方には、
かわいいキャラクターの<サーフィン P0 ミニ>。




便利な 6 モード設定
ワンタッチボタン切り替え

6 モード表示切替機能を備えたカラーディスプレイを採用。
薄暗い場所でも、左右どちらの指にしても、測定値等が見やすく表示できます。


モード 1 右手で計測



モード 2 波形を変更



モード 3 文字を大きく
波形を脈拍バーに



モード 4 左手で計測



モード 5
対面計測しやすく



モード 6 指を上にして計測





仕様

一般の名称	パルスオキシメータ		
販売名	サーフィン PO		
認証番号	221AKBZX00060000		
構成品	―――		サーフィン PO ミニ
対象	小児～成人		
機能	SpO ₂	測定範囲	70～100%
		測定精度	80～100%：±2% 70～79%：±3%
		脈拍数	測定範囲 30～235bpm 測定精度 30～100bpm：±2bpm 101～235bpm：±2%
	6 モード表示切替機能 *		
	10 段階輝度調整機能 *		
	温度 湿度	使用時：5～40℃ 保管時：-10～40℃	
使用時：15～80%RH 結露なきこと			
保管時：10～80%RH 結露なきこと			
電源	単 4 アルカリ乾電池 2 本（連続約 30 時間使用可能）		
サイズ	高さ 34×幅 32×奥行 58 mm		高さ 28×幅 28×奥行 50 mm
重さ	32g（単 4 電池含まず）		25g（単 4 電池含まず）

・管理医療機器・特定保守管理医療機器

※6モード表示と10段階輝度調整は、電源を切るたびにデフォルト設定（モード1表示、輝度レベル4）となります。

6モードワンタッチ表示切り替え。

- ・左右の指で測定・波形の変更可。
- ・対面計測等が容易。

暗闇でも見やすい、カラーディスプレイ。

- ・数値、脈波波形はブルー、電池残量はイエローで見やすく、鮮明に表示。


10段階の明るさ調整機能。

- ・どんな計測状態においても、しっかり見やすい画面の明るさを調整。

自動OFF機能の、省エネ設計。

- ・うっかり消し忘れの心配がなく、無駄な電池消費を防止。


ディスプレイ表示



各部の名称



本体側面・ホール部分



本体上面・表示部分



注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは、改善等の為予告なく変更する場合があります。



人とともに呼吸する。

KOIKE MEDICAL

製造販売元 株式会社小池メディカル

本 社 〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-24-8

03-5662-6605（代）

<http://www.koike-medical.co.jp/>

お問い合わせは